



Bipolare Pinzetten

Bewährte und verbesserte Technologie

Bipolar Forceps

Well-Tried and Refined Technology



classic micro

selectal[®] macro

Bipolar suction forceps

Bipolar irrigation forceps

**PRECISION
ELECTROSURGERY**



sut

Content

classic micro	4
Das über Jahrzehnte bewährte und verfeinerte Präzisionsinstrument	
A precision instrument that has been well-tried and refined for decades	
classic selectal macro	13
Sicheres und präzises Fassen	
Safe and precise grasping	
Bipolare Saugpinzetten	
Bipolar suction forceps	17
Blut, Flüssigkeit und Rauch absaugen	
Aspirate blood, fluids and smoke	
Bipolare Spülpinzetten	
Bipolar irrigation forceps	19
Spülflüssigkeit präzise applizieren	
Irrigation exactly applied	
Zubehör	
Accessories	21

ter

classic micro

Über Jahrzehnte bewährt und verfeinert

classic micro

Well-trie and refined for decades

classic micro

- Das über Jahrzehnte bewährte und verfeinerte Präzisionsinstrument
 - Eine der erfolgreichsten bipolaren Pinzetten weltweit
 - Bewährte Funktionalität
 - Qualität Made in Germany
-
- Optimal für präzises Präparieren

- Das Instrument ist autoklavierbar

Parallelführung™



- Führt die Schenkel präzise zusammen und sorgt für eine Vorspannung der Pinzette, welche die Präparation unterstützt
-

- Ergonomisch angepasste Griffe sorgen für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
 - Die Wellen bieten einen sicheren Halt und lassen sich auch problemlos reinigen
-

- Standard-Anschluss passend für alle gängigen Geräte
-

classic micro

- A precision instrument that has been well-trie and refined for decades
 - One of the most successfully used bipolar forceps worldwide
 - Established functionality
 - Quality Made in Germany
-
- Ideal for precise dissection

- The instrument is autoclavable

Guide-Stop™

- Guides the tines of the instrument and keeps the tips aligned. Pre-tension of the instrument aids outward dissection
-

- Ergonomic handle for precise and effortless working
 - Good grip of the instrument and easy cleaning
-

- Standard connector for all commonly used generator types
-





0,3 mm
70 02 48
Fadenplatte
plateau



70 02 40
Nadelspitze
pointed



0,5 mm
70 02 41
stumpf
blunt



0,7 mm
70 02 38



1,0 mm
70 02 43

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	10,5 cm (4,25 ")
Total length	10.5 cm (4.25 ")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0 ")
Working length	2.5 cm (1.0 ")



0,5 mm
70 02 42
stumpf
blunt

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	10,5 cm (4,25 ")
Total length	10.5 cm (4.25 ")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0 ")
Working length	2.5 cm (1.0 ")



70 02 44
Nadelspitze
pointed

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	10,5 cm (4,25 ")
Total length	10.5 cm (4.25 ")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0 ")
Working length	2.5 cm (1.0 ")



0,3 mm
70 02 49
Fadenplatte
plateau



70 02 45
Nadelspitze
pointed



0,5 mm
70 02 46
stumpf
blunt



0,7 mm
70 02 39



1,0 mm
70 02 47

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	10,5 cm (4,25")
Total length	10,5 cm (4,25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2,5 cm (1,0")



70 01 61
Nadelspitze
pointed

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



70 01 50
Nadelspitze
pointed



0,7 mm
70 01 52



1,0 mm
70 01 51

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	6,0 cm (2,5")
Working length	6,0 cm (2,5")



besonders filigrane Schenkel
particularly delicate tines



0,4 mm
70 01 55

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16.5 cm (6.5")
Arbeitslänge	6,0 cm (2,5")
Working length	6.0 cm (2.5")



0,7 mm
70 01 58

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16.5 cm (6.5")
Arbeitslänge	6,0 cm (2,5")
Working length	6.0 cm (2.5")



70 01 56
Nadelspitze
pointed



1,0 mm
70 01 57

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16.5 cm (6.5")
Arbeitslänge	6,0 cm (2,5")
Working length	6.0 cm (2.5")



70 01 70
Nadelspitze
pointed



0,7 mm
70 01 72



1,0 mm
70 01 71

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8.5 cm (3.25")



2,0 mm
70 01 76 SV
Gesamtlänge 22,5 cm
Arbeitslänge 11,5 cm
Total length 8.75"
Working length 4.5"



0,7 mm
70 01 79



1,0 mm
70 01 75



2,0 mm
70 01 76

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8.5 cm (3.25")



2,0 mm
70 02 80

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	26,0 cm (10,25")
Total length	26.0 cm (10.25")
Arbeitslänge	15,5 cm (6,0")
Working length	15.5 cm (6.0")



2,0 mm
70 02 81

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	30,0 cm (12,0")
Total length	30.0 cm (12.0")
Arbeitslänge	19,5 cm (7,75")
Working length	19.5 cm (7.75")



2,0 mm
70 01 78
nach Meuser
type „Meuser“

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	18,0 cm (7,0")
Total length	18.0 cm (7.0")
Arbeitslänge	7,5 cm (3,0")
Working length	7.5 cm (3.0")



70 01 66
Nadelspitze
pointed



0,7 mm
70 01 68



1,0 mm
70 01 67

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16.5 cm (6.5")
Arbeitslänge	6,5 cm (2,5")
Working length	6.5 cm (2.5")



70 01 80
Nadelspitze
pointed

0,7 mm
70 01 83

1,0 mm
70 01 81

2,0 mm
70 01 82

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9.0 cm (3.5")




2,0 mm
70 01 86

1,0 mm
70 01 85

1,0 mm
70 01 84

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9.0 cm (3.5")



0,7 mm
70 02 87

1,2 mm
70 02 88

0,7 mm
70 02 84

1,2 mm
70 02 85

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9.0 cm (3.5")



70 21 80
Nadelspitze
pointed

0,7 mm
70 21 83

1,0 mm
70 21 81

2,0 mm
70 21 82

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	20,0 cm (8,0")
Total length	20,0 cm (8,0")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9,0 cm (3,5")



0,7 mm
70 22 87

1,2 mm
70 22 88

0,7 mm
70 22 84

1,2 mm
70 22 85

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	20,0 cm (8,0")
Total length	20,0 cm (8,0")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9,0 cm (3,5")



0,3 mm
70 01 90

0,7 mm
70 01 91

1,2 mm
70 01 92

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	23,0 cm (9,0")
Total length	23,0 cm (9,0")
Arbeitslänge	12,0 cm (4,75")
Working length	12,0 cm (4,75")



0,7 mm
70 01 94

1,2 mm
70 01 95

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	23,0 cm (9,0")
Total length	23,0 cm (9,0")
Arbeitslänge	12,0 cm (4,75")
Working length	12,0 cm (4,75")



0,3 mm
70 02 90

0,7 mm
70 02 91

1,2 mm
70 02 92

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	25,0 cm (9,75")
Total length	25,0 cm (9,75")
Arbeitslänge	14,0 cm (5,5")
Working length	14,0 cm (5,5")



0,7 mm
70 02 94

1,2 mm
70 02 95

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	25,0 cm (9,75")
Total length	25,0 cm (9,75")
Arbeitslänge	14,0 cm (5,5")
Working length	14,0 cm (5,5")

selectal® macro


Sicheres und präzises Fassen

selectal® macro

Safe and precise grasping

selectal® macro

- Sicheres und präzises Fassen und Manipulieren von Gewebe
- Sehr guter Gefäßverschluß
- Durch *selectal®* verbesserte Antihafteigenschaften ermöglicht multifunktionellen Einsatz der bipolaren Pinzette
- Qualität Made in Germany

**Spitzen**

- Optimal für präzises Fassen und Manipulieren
- Atraumatische Strukturierung

- Das Instrument ist autoklavierbar

- Ergonomisch angepasste Griffe sorgen für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die Wellen bieten einen sicheren Halt und lassen sich problemlos reinigen

- Standard-Anschluss passend für alle gängigen Geräte

selectal® macro

- Safe and precise grasping and manipulating of tissue
- Excellent sealing of vessels
- *selectal®* for improved non-stick quality multifunctional use of bipolar forceps possible
- Quality Made in Germany

Tips

- Ideal for precise grasping and manipulating of tissue
- Atraumatic structure

- The instrument is autoclavable

- Ergonomic handle for precise and effortless working
- Good grip of the instrument and easy cleaning

- Standard connector for all commonly used generator types



selectal® macro Abbildung 1:1

selectal® macro To Scale 1:1



1,2 mm
70 03 31

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	11,0 cm (4,25")
Total length	11.0 cm (4.25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2.5 cm (1.0")



2,2 mm
70 03 46

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16.5 cm (6.5")
Arbeitslänge	5,5 cm (2,25")
Working length	5.5 cm (2.25")



2,2 mm
70 03 49

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	8,0 cm (3,0")
Working length	8.0 cm (3.0")



2,2 mm
70 03 52

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	22,0 cm (8,75")
Total length	22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge	11,0 cm (4,25")
Working length	11,0 cm (4,25")



2,2 mm
70 03 55

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	25,0 cm (9,75")
Total length	25,0 cm (9,75")
Arbeitslänge	14,0 cm (5,5")
Working length	14,0 cm (5,5")



2,2 mm
70 03 57

Europ. Flachstecker	
Europ. flat connector	
Gesamtlänge	30,0 cm (12,0")
Total length	30,0 cm (12,0")
Arbeitslänge	19,0 cm (7,5")
Working length	19,0 cm (7,5")

Alle Sutter-Pinzetten sind mit US-Stiftstecker verfügbar. Bitte fügen Sie den Buchstaben „S“ hinter die Artikelnummer (z.B. EU-Flachstecker 70 02 43, US-Stiftstecker 70 02 43 S).

All Sutter forceps are available with US pin connector. To order forceps with a US pin connector please add an "S" at the end of the catalog number (e.g. 70 02 43 EU flat connector, 70 02 43 S US pin connector).



2,2 mm
70 03 76

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5 ")
Total length	19.0 cm (7.5 ")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25 ")
Working length	8.5 cm (3.25 ")



2,2 mm
70 03 82

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5 ")
Total length	19.0 cm (7.5 ")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5 ")
Working length	9.0 cm (3.5 ")

Bipolare Saugpinzetten

Blut, Flüssigkeit und Rauch absaugen!

Bipolar suction forceps

Aspirate blood, fluids and smoke!

Saugpinzetten

- Zum Absaugen kein Wechsel der Instrumente notwendig
- Immer sauberes und übersichtliches OP-Feld
- Absaugen von Blut und Sekret unmittelbar vor dem Koagulieren, daher keine „blinde“ Koagulation
- Absaugen von Rauch während der Koagulation
- Der vollständig im Schenkel der Pinzette geführte Saugkanal behindert nicht die Sicht auf das OP-Feld

- Saugkanal im Schenkel integriert
- Atraumatisch verrundet

- Das Instrument ist autoklavierbar

Parallelführung™

- Führt die Schenkel präzise zusammen und sorgt für eine Vorspannung der Pinzette, welche die Präparation unterstützt

- Saugunterbrecher

Sauganschluss

- Passend für verschiedene Schlauchdurchmesser und alle OP-Sauger / Luer Lock
- Standard-Anschluss passend für alle gängigen Geräte

Suction forceps

- No change of instruments needed to use suction function
- Surgical site stays clean and clear
- Extraction of blood and debris by suction right before coagulation to avoid „blind“ coagulation
- Extraction of smoke while coagulating
- With the suction channel embedded inside the forceps' tine the surgeon's field of vision stays always clear

- Suction channel embedded inside the tine
- Atraumatically rounded tip

- The instrument is autoclavable

Guide-Stop™

- To make sure that the tines match precisely at the tips and for pre-tension, which is important when using the forceps for dissection

- Suction control

Irrigation connector

- Matches different suction tube diameters and all OR suction devices / Luer Lock
- Standard connector for all commonly used generator types





1,4 mm
70 08 60

2,0 mm
70 08 61

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	
Gesamtlänge	20,0 cm (8,0 ")
Total length	20.0 cm (8.0 ")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5 ")
Working length	9.0 cm (3.5 ")



1,4 mm
70 08 64

2,0 mm
70 08 65

Europ. Flachstecker Europ. flat connector	
Gesamtlänge	23,0 cm (9,0 ")
Total length	23.0 cm (9.0 ")
Arbeitslänge	12,0 cm (4,75 ")
Working length	12.0 cm (4.75 ")

Bipolare Spülpinzetten
Spülflüssigkeit präzise applizieren

Bipolar irrigation forceps
Irrigation exactly applied

Spülpinzetten

- Spülflüssigkeit präzise dort, wo sie benötigt wird
- Verwendung bipolarer Spülpinzetten sorgt für ein immer sauberes und übersichtliches OP-Feld, ohne unnötige Unterbrechungen
- Die Zufuhr von Spülflüssigkeit minimiert die Gefahr der Austrocknung von Gewebe, auch während der Koagulation, und reduziert damit die Gewebearhaftung

- Spülöffnung direkt auf der Fassfläche
- Der im Schenkel geführte Spülkanal behindert nicht die Sicht auf das OP-Feld

- Das Instrument ist autoklavierbar
- Kein Zerlegen für die Reinigung notwendig

Parallelführung™

- Führt die Schenkel präzise zusammen und sorgt für eine Vorspannung der Pinzette, welche die Präparation unterstützt

Handgriff

- Ergonomisch angepasste Griffe sorgen für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten

Spülanschluss

- Für die Zufuhr der Spülflüssigkeit werden keine speziellen Schläuche oder Pumpen benötigt / Luer-Lock
- Standard-Anschluss passend für alle gängigen Geräte

Irrigation forceps

- Irrigation is applied exactly where needed
- The use of irrigation forceps ensures that the surgical field of vision stays clean and clear – without interruptions
- The administration of irrigation fluid minimizes the danger of tissue dessication, even during coagulation, and reduces tissue sticking

- Irrigation delivered directly to the tips
- The irrigation channel inside the tine keeps the surgeon's field of vision clear

- The instrument is autoclavable
- No disassembly prior to cleaning

Guide-Stop™

- Guides the tines of the instrument and keeps the tips aligned. Pre-tension of the instrument aids outward dissection

Handle

- Ergonomic handle for precise and effortless working

Irrigation connector

- No special tubes or pumps are needed for irrigation / Luer-Lock
- Standard connector for all commonly used generator types






Bipolare Pinzetten Zubehör

Bipolar forceps Accessories

Bipolare Silikonkabel
Bipolar silicone cables

		- Valleylab - Lamidey - EMC - Bowa	- Erbe (außer/except: ICC/VIO International) K. Storz R. Wolf
		 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 Passend an: Europäischer Flachstecker Fits to: European flat connector		37 01 50K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 30K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m
 Passend an: Europäischer Flachstecker Fits to: European flat connector		37 01 50L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 30L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
 Passend an: Europäischer Flachstecker Fits to: European flat connector		37 01 50G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 30G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
 Passend an: Aesculap Instrumente Fits to: Aesculap instruments		37 01 50A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled	37 01 30A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled
 Passend an: US-Stiftstecker Fits to: US pin connector		37 01 50S Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 30S Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m

Instrumententray (2) ohne Inhalt Instrument tray (2) without instruments	Instrumententray (5) ohne Inhalt Instrument tray (5) without instruments	Instrumententray (10) ohne Inhalt Instrument tray (10) without instruments
		
70 17 24 Für 2 Pinzetten mit EU-Flachstecker For 2 forceps with EU flat connector	70 17 64 Für 5 Pinzetten mit EU-Flachstecker For 5 forceps with EU flat connector	70 17 66 Für 10 Pinzetten mit EU-Flachstecker For 10 forceps with EU flat connector
70 17 25 Für 2 Pinzetten mit US-Stiftstecker For 2 forceps with US pin connector	70 17 65 Für 5 Pinzetten mit US-Stiftstecker For 5 forceps with US pin connector	70 17 67 Für 10 Pinzetten mit US-Stiftstecker For 10 forceps with US pin connector

Bipolare Silikonkabel Bipolar silicone cables

- Sutter BM-780 II
- Martin
- Berchtold
- Aesculap



Stecker Geräteseite
Connector ESU side

 Passend an: Europäischer Flachstecker Fits to: European flat connector		37 01 38K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m
 Passend an: Europäischer Flachstecker Fits to: European flat connector		37 01 38L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
 Passend an: Europäischer Flachstecker Fits to: European flat connector		37 01 38G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
 Passend an: Aesculap Instrumente Fits to: Aesculap instruments		37 01 38A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled
 Passend an: US-Stiftstecker Fits to: US pin connector		37 01 38S Bipolares Kabel für US-Stiftstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US pin connector Length: 4.5 m

■ US Standard ■ Erbe ICC International	■ Olympus ■ Söring ■ COA-COMP ■ Erbe VIO International	■ Ellman
 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
37 01 35K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 53K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	—
37 01 35L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 53L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 40L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m
37 01 35G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 53G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	—
37 01 35A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled	37 01 53A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled	—
37 01 35S Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	—	37 01 40S Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m

* Entspricht nicht dem Abschnitt 46.104b) der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2007. Dieses Kabel **nur** an den bipolaren Ausgang von Elektrochirurgiegeräten anschließen.
 Does not correspond to section 46.104b) of the international standard IEC 60601-2-2:2007. Connect these cables **only** to the bipolar exit of the electrosurgical unit used.

ter



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30
WWW.SUTTER-MED.COM · WWW.SUTTER-MED.DE · E-MAIL: INFO@SUTTER-MED.DE

CE 0297