



# SuperGliss® non-stick


Bipolare Pinzetten

# SuperGliss® non-stick

Bipolar Forceps



PRECISION  
ELECTROSURGERY



SuperGliss® non-stick Pinzettenspitzen bleiben kühl.  
SuperGliss® non-stick tips remain cool.


Das speziell für SuperGliss® non-stick Pinzetten entwickelte Material verhindert eine zu starke Erhitzung der Spitzen während der Koagulation. Labortests bestätigen die einmaligen Anti-Klebe-Eigenschaften, die über die Lebensdauer des Instrumentes erhalten bleiben.

The material specially developed for SuperGliss® non-stick forceps prevents overheating of the tips during coagulation. Laboratory tests confirm the outstanding non-stick properties that last throughout the lifetime of the instrument.

## Super Gliss® non-stick Vorteile gegenüber Standardpinzetten


## Super Gliss® non-stick Advantages compared to standard forceps

### SuperGliss®




Beim Koagulieren entstehen „Hot Spots“.

„Hot Spots“ occur during coagulation.



Durch den Hitzetransfer lösen sich die „Hot Spots“ auf.


„Hot Spots“ disappear through heat transfer.



Die Pinzette löst sich ohne Verklebungen am Gewebe.


The forceps can be removed without tissue adhering to it.

### Standard




Beim Koagulieren entstehen „Hot Spots“.

„Hot Spots“ occur during coagulation.



An den „Hot Spots“ wird eine kritische Temperatur überschritten.


At the „Hot Spots“ a critical temperature is exceeded.



Verkohltes Gewebe wird mit der Pinzette abgerissen.


Carbonized tissue is torn away with the forceps.

Leichtes und angenehmes Präparieren dank unserer neuen, **patentierten** Guide-Stop™-Parallelführung. Das Instrument erhält eine Vorspannung, die das Präparieren erleichtert. Dank Guide-Stop™ werden die Spitzen präzise zusammengeführt.




patentiert  
patented

Easy and comfortable dissection with the new, **patented** Guide-Stop™. The spring force of the instrument facilitates dissection. The Guide-Stop™ closes the instrument precisely tip to tip.




Die neuen Extra Low Profile (ELP) Spitzen sind kürzer und filigraner. Sie sind perfekt angepasst an die Herausforderungen feiner mikrochirurgischer Eingriffe.

The new Extra Low Profile (ELP) tips are shorter and more delicate. Their design is ideal to meet the challenges of fine, microsurgical interventions.



Die Micro-Tip-Geometrie lässt die Isolation aus dem Blickfeld verschwinden und ermöglicht die Sicht durch die Spitzen.

The MicroTip geometry makes the insulation disappear from the surgeon's sight and opens up the view through the tips.



Die klassische Plateau-Spitzenform verleiht Instrumenten eine gute Griffbarkeit und ermöglicht Präparation, Fassen und Koagulieren größerer Strukturen oder Gefäße.

The classic plateau shape gives instruments a strong grip, and allows dissection, grasping and coagulation of larger structures and vessels.



SuperGrip – Zielsicheres Fassen durch besseren „Grip“ dank neuer Spitzen mit Micro-Struktur und klar definierten Kanten.

SuperGrip – Pinpoint grasping and a better grip thanks to new micro-structured tips with clearly defined edges.



Äußerst präzises Arbeiten ohne Unterbrechungen – Gewebeanhaftung an der Spitze wird dauerhaft eliminiert dank SuperGliss® non-stick.

Most precise operations without interruption: SuperGliss® non-stick eliminates tissue sticking to the tips for good.




Die Kosten im Griff – mehrfache Verwendbarkeit, das Instrument ist komplett autoklavierbar.

Keeping the costs at bay: No disposable components; the entire instrument is autoclavable.



Arbeiten wie bisher gewohnt – passend für alle gängigen Generatoren dank eines Standard-Anschlusses.

Continue to work as you are used to: The standard connector fits all commonly known generators.



Optimale Sicht – ein „Knick“ hält die Hand und das Kabel automatisch aus dem Sichtfeld.

Best visibility – an additional bayonet angle keeps your hand and the cable automatically out of the field of vision.

# SuperGliss® non-stick ELP

## SuperGliss® non-stick ELP



ELP




MicroTip + Standard

### New & Improved

Kürzere und filigranere Spitzen für verbesserte Präzision.

Tips are shorter and more delicate for **improved** precision.



ELP

Dünnere Pinzettenschenkel für eine verbesserte Sicht.

Tines are thinner and taper longer for **improved** vision.



MicroTip + Standard

#### Farbcodierung für Spitzenbreiten Color-coded tip size

| EU-Flachstecker<br>EU flat connector   | US-Stiftstecker<br>US flat connector |
|--|--------------------------------------|
| 0,2 mm<br>0.2 mm                       |                                      |
| 0,4 mm<br>0.4 mm                       |                                      |
| 0,7 mm<br>0.7 mm                       |                                      |
| 1,0 mm<br>1.0 mm                       |                                      |
| 1,2 mm und größer<br>1.2 mm and taller |                                      |

## Super Gliss® non-stick ELP Abbildung Super Gliss® non-stick ELP To Scale 1



#### ELP

0,2 mm  
**78 04 69 SL**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 04 69 SLS**

#### ELP

0,4 mm  
**78 01 69 SL**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 01 69 SLS**

#### ELP

0,7 mm  
**78 01 68 SL**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 01 68 SLS**



| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                 | US-Stiftstecker<br>US pin connector                          |
|--|--|
| Gesamtlänge 17,0 cm (6.75")<br>Total length 17.0 cm (6.75")  | Gesamtlänge 16,0 cm (6.25")<br>Total length 16.0 cm (6.25")  |
| Arbeitslänge 5,5 cm (2.25")<br>Working length 5.5 cm (2.25") | Arbeitslänge 5,5 cm (2.25")<br>Working length 5.5 cm (2.25") |

1:1  
:1



ELP



0,2 mm

**78 24 89 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 24 89 SLS**

ELP



0,4 mm

**78 21 89 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 21 89 SLS**

ELP



0,7 mm

**78 21 83 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 21 83 SLS**



| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector               | US-Stiftstecker<br>US pin connector                        |
|--|--|
| Gesamtlänge 20,0 cm (8,0")<br>Total length 20.0 cm (8.0")  | Gesamtlänge 19,0 cm (7,5")<br>Total length 19.0 cm (7.5")  |
| Arbeitslänge 8,5 cm (3,5")<br>Working length 8.5 cm (3.5") | Arbeitslänge 8,5 cm (3,5")<br>Working length 8.5 cm (3.5") |



ELP



0,2 mm

**78 04 99 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 04 99 SLS**

ELP



0,4 mm

**78 01 99 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 99 SLS**

ELP



0,7 mm

**78 01 91 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 91 SLS**



| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                 | US-Stiftstecker<br>US pin connector                          |
|--|--|
| Gesamtlänge 23,0 cm (9,0")<br>Total length 23.0 cm (9.0")    | Gesamtlänge 22,0 cm (8,75")<br>Total length 22.0 cm (8.75")  |
| Arbeitslänge 11,5 cm (4,5")<br>Working length 11.5 cm (4.5") | Arbeitslänge 11,5 cm (4,5")<br>Working length 11.5 cm (4.5") |



ELP



0,2 mm

**78 05 99 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 05 99 SLS**

ELP



0,4 mm

**78 02 99 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 02 99 SLS**

ELP



0,7 mm

**78 02 91 SL**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 02 91 SLS**



| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                   | US-Stiftstecker<br>US pin connector                            |
|--|--|
| Gesamtlänge 25,0 cm (9,75")<br>Total length 25.0 cm (9.75")    | Gesamtlänge 24,0 cm (9,5")<br>Total length 24.0 cm (9.5")      |
| Arbeitslänge 13,5 cm (5,25")<br>Working length 13.5 cm (5.25") | Arbeitslänge 13,5 cm (5,25")<br>Working length 13.5 cm (5.25") |

#### MicroTip



0,2 mm

**78 04 37 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 04 37 SGS**

#### MicroTip



0,4 mm

**78 02 37 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 02 37 SGS**

#### MicroTip



0,7 mm

**78 02 38 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 02 38 SGS**



0,7 mm

**78 02 39 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 02 39 SGS**




1,0 mm

**78 02 43 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 02 43 SGS**



0,4 mm

**78 01 52 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 52 SGS**



1,0 mm

**78 01 51 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 51 SGS**



1,0 mm

**78 01 71 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 71 SGS**



0,7 mm

**78 01 72 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 72 SGS**



1,0 mm

**78 01 75 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 75 SGS**



2,0 mm

**78 01 76 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 76 SGS**



0,4 mm

**78 01 54 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 54 SGS**



0,2 mm

**78 01 55 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 55 SGS**



1,0 mm

**78 01 57 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 57 SGS**



0,4 mm

**78 01 58 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 58 SGS**



0,2 mm

**78 01 59 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 59 SGS**



0,2 mm

**78 01 60 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 60 SGS**



0,2 mm

**78 01 61 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 61 SGS**



0,2 mm

**78 01 62 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 62 SGS**



0,2 mm

**78 01 63 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 63 SGS**



0,2 mm

**78 01 64 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 64 SGS**



0,2 mm

**78 01 65 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 65 SGS**



0,2 mm

**78 01 66 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 66 SGS**



0,2 mm

**78 01 67 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 67 SGS**



0,2 mm

**78 01 68 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 68 SGS**



0,2 mm

**78 01 69 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 69 SGS**



0,2 mm

**78 01 70 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 70 SGS**



1,0 mm

**78 01 71 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 71 SGS**



0,7 mm

**78 01 72 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 72 SGS**



0,4 mm

**78 01 73 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 73 SGS**



0,4 mm

**78 01 74 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 74 SGS**



1,0 mm

**78 01 75 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 75 SGS**



2,0 mm

**78 01 76 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 76 SGS**



0,4 mm

**78 01 77 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 77 SGS**



0,2 mm

**78 01 78 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 78 SGS**



0,2 mm

**78 01 79 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 79 SGS**



0,2 mm

**78 01 80 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 80 SGS**



0,2 mm

**78 01 81 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 81 SGS**



0,2 mm

**78 01 82 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 82 SGS**



0,2 mm

**78 01 83 SG**

mit Stiftstecker:

with pin connector:

**78 01 83 SGS**



0,2 mm

**78 01 84 SG**

mit Stiftstecker:


with pin connector:

**78 01 84 SGS**




0,2 mm






1,5 mm  
**78 02 71 SG**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 02 71 SGS**




2,0 mm  
**78 02 72 SG**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 02 72 SGS**



| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector               | US-Stiftstecker<br>US pin connector                         |
|--|---|
| Gesamtlänge 23,0 cm (9,0")<br>Total length 23.0 cm (9.0")  | Gesamtlänge 22,0 cm (8,75")<br>Total length 22.0 cm (8.75") |
| Arbeitslänge 9,0 cm (3,5")<br>Working length 9.0 cm (3.5") | Arbeitslänge 9,0 cm (3,5")<br>Working length 9.0 cm (3.5")  |



1,0 mm  
**78 02 75 SG**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 02 75 SGS**




2,0 mm  
**78 02 76 SG**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 02 76 SGS**



| US-Stiftstecker<br>US flat connector                           |
|--|
| Gesamtlänge 25,0 cm (9,75")<br>Total length 25.0 cm (9.75")    |
| Arbeitslänge 12,0 cm (9,75")<br>Working length 12.0 cm (9.75") |

| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                   |
|--|
| Gesamtlänge 26,0 cm (10,5")<br>Total length 26.0 cm (10.5")    |
| Arbeitslänge 12,0 cm (4,75")<br>Working length 12.0 cm (4.75") |




2,5 mm  
**78 02 81 SG**  
mit Stiftstecker:  
with pin connector:  
**78 02 81 SGS**



| US-Stiftstecker<br>US flat connector                         |
|--|
| Gesamtlänge 27,0 cm (10,5")<br>Total length 27.0 cm (10.5")  |
| Arbeitslänge 14,0 cm (5,5")<br>Working length 14.0 cm (5.5") |

| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                 |
|--|
| Gesamtlänge 28,0 cm (11,0")<br>Total length 28.0 cm (11.0")  |
| Arbeitslänge 14,0 cm (5,5")<br>Working length 14.0 cm (5.5") |




2,0 mm  
**78 01 78 SG**  
 nach Meuser  
 Spitze 2 mm  
 type „Meuser“  
 tip 2 mm  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 78 SGS**




| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector               | US-Stiftstecker<br>US pin connector                         |
|--|---|
| Gesamtlänge 18,0 cm (7,0")<br>Total length 18.0 cm (7.0")  | Gesamtlänge 17,0 cm (5,75")<br>Total length 17.0 cm (5.75") |
| Arbeitslänge 5,0 cm (2,0")<br>Working length 5.0 cm (2.0") | Arbeitslänge 5,0 cm (2,0")<br>Working length 5.0 cm (2.0")  |



0,4 mm  
**78 01 49 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 49 SGS**



0,4 mm  
**78 01 49 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 49 SGS**



0,7 mm  
**78 01 48 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 48 SGS**



| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector               | US-Stiftstecker<br>US pin connector                         |
|--|---|
| Gesamtlänge 15,5 cm (6,0")<br>Total length 15.5 cm (6.0")  | Gesamtlänge 14,5 cm (5,75")<br>Total length 14.5 cm (5.75") |
| Arbeitslänge 4,0 cm (1,5")<br>Working length 4.0 cm (1.5") | Arbeitslänge 4,0 cm (1,5")<br>Working length 4.0 cm (1.5")  |



#### MicroTip



0,2 mm  
**78 04 69 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 04 69 SGS**

#### MicroTip




0,4 mm  
**78 01 69 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 69 SGS**

#### MicroTip



0,7 mm  
**78 01 68 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 68 SGS**




1,0 mm  
**78 01 67 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 67 SGS**



| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                 | US-Stiftstecker<br>US pin connector                          |
|--|--|
| Gesamtlänge 17,0 cm (6,75")<br>Total length 17.0 cm (6.75")  | Gesamtlänge 16,0 cm (6,25")<br>Total length 16.0 cm (6.25")  |
| Arbeitslänge 5,5 cm (2,25")<br>Working length 5.5 cm (2.25") | Arbeitslänge 5,5 cm (2,25")<br>Working length 5.5 cm (2.25") |




**MicroTip**




0,2 mm  
**78 24 89 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 24 89 SGS**

**MicroTip**




0,4 mm  
**78 21 89 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 21 89 SGS**

**MicroTip**



0,7 mm  
**78 21 83 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 21 83 SGS**

**MicroTip**




1,0 mm  
**78 21 81 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 21 81 SGS**

**MicroTip**





1,2 mm  
**78 21 84 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 21 84 SGS**

**MicroTip**



2,0 mm  
**78 21 82 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 21 82 SGS**

| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector               | US-Stiftstecker<br>US pin connector                        |
|--|--|
| Gesamtlänge 20,0 cm (8,0")<br>Total length 20,0 cm (8,0")  | Gesamtlänge 19,0 cm (7,5")<br>Total length 19,0 cm (7,5")  |
| Arbeitslänge 8,5 cm (3,5")<br>Working length 8,5 cm (3,5") | Arbeitslänge 8,5 cm (3,5")<br>Working length 8,5 cm (3,5") |



nach oben gewinkelt  
angled upwards

nach unten gewinkelt  
angled downwards

**MicroTip**



1,2 mm  
**78 22 85 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 22 85 SGS**

**MicroTip**




1,2 mm  
**78 22 88 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 22 88 SGS**




| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector               | US-Stiftstecker<br>US pin connector                        |
|--|--|
| Gesamtlänge 20,0 cm (8,0")<br>Total length 20,0 cm (8,0")  | Gesamtlänge 19,0 cm (7,5")<br>Total length 19,0 cm (7,5")  |
| Arbeitslänge 8,5 cm (3,5")<br>Working length 8,5 cm (3,5") | Arbeitslänge 8,5 cm (3,5")<br>Working length 8,5 cm (3,5") |

**MicroTip**




0,2 mm  
**78 04 99 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 04 99 SGS**

**MicroTip**




0,4 mm  
**78 01 99 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 99 SGS**

**MicroTip**




0,7 mm  
**78 01 91 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 91 SGS**

**MicroTip**





1,0 mm  
**78 01 98 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 98 SGS**



**MicroTip**



1,2 mm  
**78 01 92 SG**  
 mit Stiftstecker:  
 with pin connector:  
**78 01 92 SGS**











| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                 | US-Stiftstecker<br>US pin connector                          |
|--|--|
| Gesamtlänge 23,0 cm (9,0")<br>Total length 23,0 cm (9,0")    | Gesamtlänge 22,0 cm (8,75")<br>Total length 22,0 cm (8,75")  |
| Arbeitslänge 11,5 cm (4,5")<br>Working length 11,5 cm (4,5") | Arbeitslänge 11,5 cm (4,5")<br>Working length 11,5 cm (4,5") |





| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                 | US-Stiftstecker<br>US pin connector                          |
|--|--|
| Gesamtlänge 23,0 cm (9,0")<br>Total length 23.0 cm (9.0")    | Gesamtlänge 22,0 cm (8,75")<br>Total length 22.0 cm (8.75")  |
| Arbeitslänge 11,5 cm (4,5")<br>Working length 11.5 cm (4.5") | Arbeitslänge 11,5 cm (4,5")<br>Working length 11.5 cm (4.5") |

| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                   | US-Stiftstecker<br>US pin connector                            |
|--|--|
| Gesamtlänge 25,0 cm (9,75")<br>Total length 25.0 cm (9.75")    | Gesamtlänge 24,0 cm (9,5")<br>Total length 24.0 cm (9.5")      |
| Arbeitslänge 13,5 cm (5,25")<br>Working length 13.5 cm (5.25") | Arbeitslänge 13,5 cm (5,25")<br>Working length 13.5 cm (5.25") |

| Europ. Flachstecker<br>Europ. flat connector                   | US-Stiftstecker<br>US pin connector                            |
|--|--|
| Gesamtlänge 25,0 cm (9,75")<br>Total length 25.0 cm (9.75")    | Gesamtlänge 24,0 cm (9,5")<br>Total length 24.0 cm (9.5")      |
| Arbeitslänge 13,5 cm (5,25")<br>Working length 13.5 cm (5.25") | Arbeitslänge 13,5 cm (5,25")<br>Working length 13.5 cm (5.25") |

| Generatorenstecker<br>Generator connector   | Länge<br>Length |  Sicherheitsstecker / Europ. Flachstecker<br>Safety connector / Europ. flat connector |  Gewinkelter Stecker / Europ. Flachstecker<br>Angled connector / Europ. flat connector |  Sicherheitsstecker / US-Stiftstecker<br>Safety connector / US pin connector |
|---|-----------------|--|--|---|
|  Sutter Curis®   | 3,0 m           | 37 01 54 L   | 37 01 54 G   | 37 01 54 S  |
|  Sutter BM 780 II,<br>Martin, Berchtold, Aesculap      | 4,5 m           | 37 01 38 L   | 37 01 38 G   | 37 01 38 S  |
|  Erbe, Storz, Wolf                                     | 4,5 m           | 37 01 30 L   | 37 01 30 G   | 37 01 30 S  |
|  US Standard, Erbe ICC International                   | 4,5 m           | 37 01 35 L   | 37 01 35 G   | 37 01 35 S  |
|  Valleylab, Lamidey,<br>EMC, Bowa                      | 4,5 m           | 37 01 50 L   | 37 01 50 G   | 37 01 50 S  |
|  Olympus, Söring,<br>Coa Comp, Erbe VIO International | 4,5 m           | 37 01 53 L   | 37 01 53 G   | 37 01 53 S  |
|  Ellman  | 3,0 m           | 37 01 40 L   | ---  | 37 01 40 S  |

|  |  |
|--|--|
| Instrumententray (2) ohne Inhalt<br>Instrument tray (2) without instruments                | Instrumententray (10) ohne Inhalt<br>Instrument tray (10) without instruments              |
|         |        |
| <b>70 17 24</b><br>Für Pinzetten mit EU-Flachstecker<br>For forceps with EU flat connector | <b>70 17 66</b><br>Für Pinzetten mit EU-Flachstecker<br>For forceps with EU flat connector |
| <b>70 17 25</b><br>Für Pinzetten mit US-Stiftstecker<br>For forceps with US pin connector  | <b>70 17 67</b><br>Für Pinzetten mit US-Stiftstecker<br>For forceps with US pin connector  |



**SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH**

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30  
WWW.SUTTER-MED.COM · WWW.SUTTER-MED.DE · E-MAIL: INFO@SUTTER-MED.DE

© Sutter Medizintechnik · Änderungen vorbehalten / Subject to change · REF 1053 B – K12 · Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

**CE** 0297