

# SafeAir® Røgsugsmaskine *kompakt* Effektiv, støjsvag, nem at bruge

Nu  
i kompakt  
størrelse!



## Effektiv og støjsvag takket være kraftfuld vakuum-teknologi

- Øjeblikkelig maksimal sugeevne ved røgkilden
- Minimal støj ved brug
- ULPA-filter opfanger farlige partikler. Aktivt kul absorberer lugt

## Nem at bruge

- Synkroniseret aktivering med EI-kirurgapparat via pop-ud-sensor
- Individuelt indstillelig sugeeffekt og forsinket slukning
- Filtertimer angiver behov for udskiftning af filter

 **SafeAir®**  
Surgery without smoke

## SafeAir® Røgsugsmaskine kompakt

# Effektiv, støjsvag, nem at bruge

### Tekniske specifikationer

Klassifikation:	Klasse I, type B
Beskyttelsesklasse:	IP 21, normalt tæt
Netværksspænding:	230-240 V AC – 50/60 Hz
Strømforbrug:	under brug: maks. 170 W standby: 22 W
Sikring:	1x T10A, 250 V AC
Vakuum:	ca. 550 mbar
Sugekapacitet:	maks. sugning ved filterindtag: ca. 125 l/min. maks. sugning ved spidsen af SafeAir® Røgsughåndtag: 90 l/min. ± 10 % min. sugning ved spidsen af SafeAir® Røgsughåndtag: 40 l/min. ± 10 %
Filter:	ULPA-filter med aktivt kul
Mål:	300 x 380 x 140 mm (uden tilbehør)
Vægt:	13 kg

### Bestillingsoplysninger

#### RØGSUGSMASKINE

SFR-compact	SafeAir® Røgsugsmaskine kompakt, inkl. ét ULPA-filter med aktivt kul	1 sæt
-------------	--	-------

#### FORBRUGSVARER

SFR-FIL-C	ULPA-filter med aktivt kul	1 stk.
SFR-CON	Slangesæt til forbindelse af ULPA-filter og opsamlingsflaske	10 sæt
SFR-TUB-7	7 m slange til udsugning SafeAir® Rødsugsmaskine kompakt	1 stk.
SFR-FSW	Fodkontakt	1 stk.
SFR-compact-KIT-1	1 års service, bestående af: 2 lydæmpere, silikonefedt og gummihandske	1 sæt
SFR-compact-KIT-3	3 års service, bestående af: Lameller, 2 lydæmpere, silikonefedt, O-ringe og gummihandske	1 sæt



2014.07 / BV01 77ADK

**CE** SafeAir® Røgsugsmaskine kompakt

#### SafeAir AG

D4 Platz 3  
CH-6039 Root Längenbold  
Switzerland

E-mail: [info@safeair.ch](mailto:info@safeair.ch)  
[www.safeair.ch](http://www.safeair.ch)

VAT: CHE-299.243.601  
SafeAir® er et varemærke tilhørende  
SafeAir AG Copyright SafeAir® 2012

**SafeAir®**  
Surgery without smoke