

A.4083

A.4084

THE BEAK

THE BEAK DIAGNOSTIC

sapi med
SURGICAL
LINE



CE CE
0051

I **"The Beak"** sono anoscopi dalla linea assolutamente innovativa nel campo degli strumenti chirurgici per la proctologia. La forma della punta, chiusa e arrotondata, consente l'introduzione nell'ano senza l'ausilio del mandrino.

La sezione perfettamente circolare, consente una distensione omogenea della mucosa. La caratteristica impugnatura permette l'impiego delle tradizionali fonti di luce alogene o a LED Sapi Med e degli illuminatori wireless ecocompatibili e riutilizzabili a LED, garantendo un livello di illuminazione ottimale e rendendo gli anoscopi **"The Beak"** Sapi Med strumenti multi-light a tutti gli effetti.

I **"The Beak"** offrono allo specialista l'opportunità di esporre in modo chiaro e soddisfacente una porzione (un quarto di circonferenza) di canale anale e retto ampollare.


*The proctoscopes **"The Beak"** are instruments with a uniquely innovative design feature. The closed, rounded tip allows for introduction of the scope directly into the anus, needing no separate introducer.*

The perfectly circular section allows a uniform stretch of the mucosa.

The unique handle allows the usage with Sapi Med LED light sources or flash-light and also with the new eco-friendly pen-LEDs, guaranteeing optimal illumination and making Sapi Med The Beak instruments multi-light devices.

*The proctoscopes **"The Beak"** offer the specialist the opportunity of clearly and satisfactorily exposing a portion (one fourth of the circumference) of the anal canal and rectal ampulla.*

THE BEAK



REF A.4083

The Beak, anoscopio operativo fenestrato e serigrafato, ideale per tutti i tipi di interventi anorettali. Impugnatura multi-light: compatibile con tutte le fonti di luce e le pen LED light Sapi Med.

Non contiene lattice. Sterile e monouso.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Confezione: n° 25 pz.

Disponibile anche nella versione sterile con autoilluminazione a led per il codice **REF A.4083L**.

The Beak is a surgical silk-screened proctoscope with a full-length open channel through which anorectal procedures may be performed. Multi-light handle: compatible with all Sapi Med light sources and pen-LEDs.


Latex free. Disposable&sterile.

Sterilized by: ETO

Quantity per box: 25 pcs.

*Also available in the LED self-lighting sterile version **REF A.4083L**.*

THE BEAK DIAGNOSTIC



REF A.4084

The Beak Diagnostic, sterile e monouso. Impugnatura multi-light: compatibile con tutte le fonti di luce e le pen LED light Sapi Med.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Confezione: n° 25 pz.

Disponibile anche nella versione sterile con autoilluminazione a led per il codice **REF A.4084L**.

The Beak Diagnostic, disposable&sterile. Multi-light handle: compatible with all Sapi Med light sources and pen-LEDs.

Sterilized by: ETO

Quantity per box: 25 pcs.

*Also available in the LED self-lighting sterile version **REF A.4084L**.*

REF A.4084NS

The Beak Diagnostic, anoscopio fenestrato e serigrafato, ideale per la visita diagnostica ambulatoriale. Impugnatura multi-light: compatibile con tutte le fonti di luce e le pen LED light Sapi Med.

Non contiene lattice. Non sterile. Monouso.

Confezione: n° 25 pz. + 1 Pen LED Light

Disponibile anche nella versione non sterile con autoilluminazione a led per il codice **REF A.4084LNS**.

The Beak Diagnostic is a silk-screened proctoscope with a full-length open channel. It is ideal instrument for visiting outpatient diagnostic. Multi-light handle: compatible with all Sapi Med light sources and pen-LEDs.

Latex free. Non sterile. Disposable.

Quantity per box: 25 pcs. + 1 Pen LED Light

*Also available in the LED self-lighting, non sterile version **REF A.4084LNS**.*