

PRODUKTDATABLAD

C3 Tømningspose



Mærke	: CURAS®
Kategori	: Urologi
Sortiment	: Drænposer
Produkt REF	: 20460
Beskrivelse af produktet	: C3 Tømningspose m/SAP fra Curas™, 2L, Dual-NRV kontraventil (inkl. prop), L-XL Flexi-Funnel™, Cross Hanger™, Non-DEHP, CleanPak™, WardPak™



PRODUKTBEKRIVELSE

C3-tømningspose er et nyudviklet, helt lukket urindrænagesystem. C3-tømningsposen på 2 liter har en Flexi-Funnel™-funktion, der giver mulighed for sikker og nem tilslutning til alle former for bundudløb/drænagehaner eller -slanger, uanset om patientens drænbare urinpose er en almindelig urinpose eller et mere avanceret urinmålesystem. Posen leveres med SAP fra Curas™-pulver for sikker håndtering af urin, ud over den dobbelte NRV kontraventil (inkl. prop). De er pakket i WardPak™ for nem håndtering af poserne.

TILSIGTET BRUG

C3-tømningspose bruges typisk til at tømme urin fra patientens drænbare poser, især i mere krævende situationer. Den er designet til at hjælpe plejepersonalet i kritiske og krævende situationer eller hos meget smitsomme patienter.

Curas C3-tømningspose, en bredt patenteret løsning, er en meget sikrere og renere metode til urintømning sammenlignet med den almindeligt anvendte åbne tømning ved hjælp af en kande, et urinal, et bækken eller en anden åben metode. C3-posen leveres med forudfyldt SAP fra Curas™ (superabsorberende pulver), som hurtigt absorberer og krystalliserer urinen - dette sikrer en sikker håndtering og fuldstændig indeslutning af f.eks. mitomycin-C-rester og andet cytotoxisk affald (som afsættes i urinen).

C3 minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner ved at skabe en lukket forbindelse under (gentagen) tømning af urinen. C3-tømningsposerne er også udstyret med et Dual-NRV-system (inklusive tappehane) som en standardløsning for at undgå yderligere risiko for spild.

Følgende diagrammer viser kompatibiliteten af Curas C3-tømningspose (REF 20460), når den er forbundet med Curas' sortiment af drænbare urinposer og urinmålere.



FUNKTIONER OG FORDELE

- C3-tømningspose giver en sikrere og mere praktisk metode til at dræne og tømme urin fra patientens drænbare urinpose.
- Superabsorberende polymer (SAP fra Curas™) krystalliserer hurtigt urinen og sikrer dermed en sikker bortskaffelse af urinen uden risiko for spild.
- Tydelige ml-gradueringsmarkeringer på C3-tømningspose gør det nemt at aflæse den omtrentlige mængde opsamlet urin.
- L-XL Flexi-Funnel™ passer til alle almindeligt anvendte krydsventiler, slanger og fritflydende ventiler (dvs. krydsventiler med høj kapacitet) i lukkede systemposer og urinmålere.
- Cross Hanger™ er et unikt designet snorsystem, der giver ekstra sikkerhed for sygeplejerskerne, når de hænger, holder og bærer C3-posen.
- Dual NRV kontraventil (inkl. prop) sikrer, at der ikke sker tilbageløb af urin og risiko for urinspild, og dermed sikker overførsel af C3-posen til bortskaffelse.
- Dobbeltforseglet pose og førsteklases foliemateriale er designet til at give posen ekstra styrke og holdbarhed.
- Den integrerede afrivningsslids er praktisk til bortskaffelse af posens indhold, hvis det er nødvendigt.
- CleanPak™ sikrer produktets hygiejniske integritet.
- Integritet C3-emballagen leveres med oplysninger som LOT-nummer, EXP-dato og strejkode til produktsporing og -kontrol.
- Den sekundære emballage, WardPak™-dispenseringsboksen, gør det nemt at håndtere og bruge på afdelingen.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

REF	SAP	Kontra ventil	Prop	Flexi-Funnel™ størrelse	Cross Hanger™	CleanPak™ (individuel inderpose)	WardPak™ (kasse)	Vægt/ stk.
20460	Ja	Ja	Ja	L-XL	Ja	Ja	Ja	~61g

Sammensætning

- Pose og konektor fremstillet af ikke-DEHP-baseret PVC af medicinsk kvalitet
- Bæresnor lavet af Dacron.
- Prop lavet af PP
- Superabsorberende polymer (SAP fra Curas™) bestående af natriumpolyakrylatpulver.
- Alle komponenter er 100 % latexfri.
- PVC-materialer, der anvendes i produktet, er ikke-DEHP-materiale (DEHP under sporbart niveau).

Oprindelsesland

- Kina

Sterilisering

- Ikke-steril

Holdbarhed

- 5 år

Udvalgte standarder og retningslinjer

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ■ ISO 9001:2015 | ■ ISO 15223-1:2016 | ■ EN ISO10993-10:2021 |
| ■ EN ISO 13485:2016 | ■ EN ISO 14698-1:2003 | ■ EN 62366:2008 |
| ■ MDR 2017/745, Class I | ■ EN ISO 14698-2:2003 | ■ ISO 8669-1:1988 |
| ■ ISO 14971:2019 | ■ EN ISO 10993-1:2018 | ■ EN ISO 8669-2:1996 |
| ■ ISO 20417:2021 | ■ EN ISO 10993-5:2009 | |

Anbefalede opbevaringsbetingelser

- Opbevares på et tørt, rent og godt ventileret sted ved rumtemperaturer mellem 15 °C og 25 °C (59°-77 °F).
- Holdes væk fra fugt og opbevares på et tørt sted med en relativ luftfugtighed på mellem 30 % og 60 %.
- Undgå udsættelse for ekstreme temperaturer. Holdes væk fra fugt, varme og antændelseskilder.
- Udsæt ikke produktet for stråling, sollys og UV-lys, da det vil ændre produktets egenskaber.

Foreslået bortskaffelsesmetode

- Bortskaf det brugte produkt i posen til klinisk affald eller i henhold til protokollen for klinisk affald, f.eks. forbrænding.

Produktsymboler



INFO OM INDPAKNING

REF	GTIN	CleanPak™	WardPak™	Karton	Bruttovægt
20460	05051400204609	1 stk. / pose	25 stk. / æske	200 stk. / karton	~13 kg

Komponenter / Materialeegenskaber			Anbefalinger om håndtering af affald			
Emballage	Materiale	Symboler	Brændes	Affaldsplads	Genbrug	Genanvendes
CleanPak™	PE		√	(√)		
WardPak™	Bølgepap		(√)	(√)	√	
Ydre karton	Bølgepap		(√)	(√)	√	
Transportpalle	Træ				(√)	√

√ = Kan varmt anbefales

(√) = Anbefalet

YDERLIGERE INFORMATION

- HS-kode: 3926909790
- Dokumentation tilgængelig efter anmodning. Kontakt venligst: info@curas.com