

PRODUKTDATABLAD

C3 Tømningspose m/SAP fra Curas™.	
	
Mærke	: CURAS®
Kategori	: Urologi
Sortiment	: Drænposer
Produkt REF	: 20465
Beskrivelse af produktet	: C3 Tømningspose m/SAP fra Curas™, 1.5L, Dual-NRV-kontraventil (inkl. prop), Medium Flexi-Funnel™, Cross-Hanger™, Non-DEHP, CleanPak™, WardPak™



PRODUKTBEKRIVELSE

C3 Tømningspose fra Curas indeholder vores unikke innovation af et rent engangs og udelukkende lukket urindrænesystem. C3-tømningsposen er designet til en mere sikker tømnings og dræning af patientens urin, når den fjernes fra den kateteriserede patients urindrænepose.

Endnu vigtigere er det, at C3-tømningsposer leveres med Medium Flexi-Funnel™-funktionen, der giver mulighed for sikker og nem tilslutning til alle former for bundudløb/drænagehaner eller -slanger, uanset om patientens drænbare urinpose er en almindelig urinpose eller et mere avanceret urinmålesystem.

Denne C3-tømningspose leveres med SAP fra Curas™ (superabsorberende polymer) for øjeblikkelig styrkning og sikker håndtering af urinen. C3-tømningsposerne er også udstyret med Dual-NRV-kontraventil (inklusive prop til SAP-modeller) som en standardløsning for yderligere at undgå risikoen for spild. Produktet leveres med en kapacitet på 1,5 liter.

TILTÆNKT BRUG

Som navnet antyder, bruges de unikke Curas C3-tømningsposer til at dræne og tømme urin fra patienters drænbare poser og/eller timeurinmålesystemer (urinmålere). Designet til at hjælpe sygeplejersker under kritiske og meget infektiøse forhold. Det er en meget mere sikker, renere, praktisk og hygiejnisk løsning i forhold til den almindeligt anvendte kande, urinal eller anden åben tømningsmetode.

Diagrammet nedenfor viser, hvordan Curas C3-tømningsposen skal forbindes med en urinmåler.



FUNKTIONER OG FORDELE

- C3-tømningsposen giver en mere sikker og praktisk metode til at dræne og tømme urinen fra patientens drænbare urinpose.
- Superabsorberende polymer (SAP fra Curas™) krystalliserer hurtigt urinen og sikrer dermed en sikker bortskaffelse af urinen uden risiko for spild.
- Tydelige ml-gradueringsmarkeringer på C3-tømningsposen gør det nemt at aflæse den omtrentlige mængde opsamlet urin.
- Medium Flexi-Funnel™ passer til alle standardposer (f.eks. C2-pose) og er kompatibel med urinmålere (f.eks. B. Braun-Ureofix 500 & Bard urinmåler-drænagepose).
- Cross Hanger™ er et unikt designet snorsystem, der giver ekstra sikkerhed for sygeplejerskerne, når de hænger, holder og bærer C3.
- Dual NRV kontraventil (inkl. tappehane) sikrer, at der ikke sker tilbageløb af urin og risiko for urinspild, hvilket giver en sikker overførsel af C3-poseden til bortskaffelse.
- Dobbeltforseglet pose og førsteklases foliemateriale er specielt designet til at give ekstra styrke under brug.
- CleanPak™ er designet til at give 100 % førsteklases beskyttelse af den hygiejniske integritet.
- C3-emballage leveres med data (LOT, EXP) og produktsporing via stregkode for ekstra kontrol.
- Den sekundære emballage, WardPak™-dispenseringsboks, gør det nemt at bruge på afdelingsniveau.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

REF	SAP	Kapacitet	Kontra ventil	Tappe hane	Flexi-Funnel™	Cross Hanger™	CleanPak™ (individuall ndvendig pose)	WardPak™ (kasse)	Vægt/ stk.
20465	Ja	1.5L	Ja	Ja	Ja (Medium)	Ja	Ja	Ja	~42g

Sammensætning

- Pose og konektor fremstillet af non-DEHP-baseret PVC af medicinsk kvalitet.
- Snor lavet af Dacron.
- Prop lavet af PE.
- Superabsorberende polymer (SAP by Curas[™]) bestående af natriumpolyakrylatpulver.
- Alle komponenter er latexfri.

Oprindelsesland

- Kina

Sterilisering

- Ikke-steril

Holdbarhed

- 5 år

Udvalgte standarder og retningslinjer

- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ■ ISO 9001:2015 | ■ ISO 20417:2021 | ■ EN ISO 10993-1:2020 |
| ■ EN ISO 13485:2016 | ■ ISO 15223-1:2021 | ■ EN ISO 10993-5:2009 |
| ■ MDR 2017/745 | ■ EN ISO 14698-1:2003 | ■ ISO 8669-1:1988 |
| ■ EN ISO 14971:2019 | ■ EN ISO 14698-2:2003 | ■ EN ISO 8669-2:1996 |

Anbefalede opbevaringsbetingelser

- Opbevares på et tørt, rent og godt ventileret sted ved rumtemperaturer mellem 15 °C og 25 °C (59°-77 °F).
- Undgå udsættelse for ekstreme temperaturer. Holdes væk fra fugt, varme og antændelseskilder.
- Udsæt ikke produktet for stråling, sollys og UV-lys, da det vil ændre produktets egenskaber.

Foreslået bortskaffelsesmetode

- Bortskaf det brugte produkt i en pose til klinisk affald, eller følg protokollen for klinisk affald, f.eks. forbrænding.

Produktsymboler



Kun symboler til SAP fra Curas[™]



INFO OM INDPAKNING

REF	GTIN	CleanPak™	WardPak™	Karton	Brutto vægt
20465	05051400204654	1 stk / pose	25 stk / kasse	200 stk / karton	~13 kg

Komponenter / Materialeegenskaber			Anbefalinger om håndtering af affald			
Emballage	Materiale	Symbol	Brændes	Affaldsplads	Genbrug	Genanvendes
CleanPak™	HDPE		√	(√)		
WardPak™	Bølgepap		(√)	(√)	√	
Ydre karton	Bølgepap		(√)	(√)	√	
Transportpalle	Træ				(√)	√

√ = Stærkt anbefalet

(√) = Anbefalet

YDERLIGERE INFORMATION

- HS Code: 3926909790
- Dokumentation tilgængelig efter anmodning. Kontakt venligst: info@curas.com