

PRODUKTDATABLAD

C3 Tømningspose m/SAP fra Curas™.	
Mærke	: CURAS®
Kategori	: Urologi
Sortiment	: Drænposer
Produkt REF	: 20469
Beskrivelse af produktet	: C3 Tømningspose m/SAP fra Curas™, 2L, Dual-NRV kontraventil (inkl. prop), S-M Flexi-Funnel™, Non-DEHP, Cross-Hanger™, CleanPak™, WardPak™ PLUS



PRODUKTBESKRIVELSE

C3-tømningspose fra Curas er et rent, engangs og helt lukket urindrænagesystem. Den har en kapacitet på 2 liter og er udstyret med Flexi-Funnel™, som giver mulighed for sikker og nem tilslutning til alle former for bundudløb/drænagehaner eller -slanger, uanset om patientens drænbare urinpose er en almindelig urinpose eller et mere avanceret urinmålesystem. Denne C3-tømningspose leveres med SAP fra Curas™ (superabsorberende polymer) for øjeblikkelig størkning og sikker håndtering af urinen. C3-tømningsposerne er også udstyret med Dual-NRV-kontraventil (inkl. prop) og pakket i WardPak™ for nem håndtering af posen.

TILTÆNKT BRUG

C3-tømningsposerne bruges til at dræne og tømme urin fra patienters drænbare poser og/eller timeurinmålesystemer (urinmålere). Designet til at hjælpe sygeplejersker under kritiske og meget infektiøse forhold.

Curas C3-tømningsposer, en bredt patenteret løsning, er en meget sikrere og renere metode til urintømning sammenlignet med den almindeligt anvendte åbne tømning via en kande, et urinal, et bækken eller en anden åben metode. C3-posen leveres med forudfyldt SAP fra Curas™ (superabsorberende pulver), der hurtigt absorberer og krystalliserer urinen - dette sikrer en sikker håndtering og fuldstændig indeslutning af f.eks. mitomycin-C-rester og andet cytotoxisk affald (der afsættes i urinen).

C3 minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner ved at skabe en lukket forbindelse under (gentagen) tømning af urinen. C3-tømningsposerne er også udstyret med et Dual-NRV-kontraventil (inklusive prop) som en standardløsning for at undgå yderligere risiko for spild.

Følgende diagrammer viser kompatibiliteten mellem Curas C3-tømningspose (REF 20469) til Curas' drænbare urinposer. C3 fungerer også med standard urinposer, der passer til S-M Flexi-Funnel™, som følger med drænpøsen.



FUNKTIONER OG FORDELE

- C3-tømningspose giver en sikrere og mere praktisk metode til at dræne og tømme urin fra patientens drænbare urinpose.
- Superabsorberende polymer (SAP fra Curas™) krystalliserer hurtigt urinen og sikrer dermed en sikker bortskaffelse af urinen uden risiko for spild.
- Tydelige ml-gradueringsmarkeringer på C3-tømningspose gør det nemt at aflæse den omtrentlige mængde opsamlet urin.
- S-M Flexi-Funnel™ passer til alle standardposer (f.eks. C2-pose), C4-pose med lukket system og C6-pose med lukket system og urinmåler (f.eks. B-Braun Ureofix 500 & Bard urinmåler-drænagepose).
- Cross Hanger™ er et unikt designet snorsystem, der giver ekstra sikkerhed for sygeplejerskerne, når de hænger, holder og bærer C3.
- Den dobbelte NRV-kontraventil (inkl. prop) sikrer, at der ikke sker tilbageløb af urin og risiko for urinspild, og dermed sikker overførsel af C3-poseden til bortskaffelse.
- Dobbeltforseglet pose og førsteklasses foliemateriale er specielt designet til at give ekstra styrke under brug.
- CleanPak™ er designet til at give 100 % førsteklasses beskyttelse af den hygiejniske integritet.
- C3-emballage leveres med data (LOT, EXP) og produktsporing via stregkode for ekstra kontrol.
- Den sekundære emballage, WardPak™-dispenseringsboksen, gør det nemt at håndtere og bruge på afdelingsniveau.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

REF	SAP	Kapacitet	Kontra-ventil	Prop	Flexi-Funnel™ størrelse	Cross Hanger™	CleanPak™ (individuall nødvendig pose)	WardPak™ (kasse)	Vægt/ stk.
20469	Ja	2L	Ja	Ja	S-M	Ja	Ja	Ja	~60g

Sammensætning

- Pose og konektor er fremstillet af ikke-DEHP-baseret PVC af medicinsk kvalitet.
- Snor lavet af Dacron.
- Proppen er lavet af PP.
- Superabsorberende polymer (SAP fra Curas™) bestående af natriumpolyakrylatpulver.
- Alle komponenter er latexfri.
- PVC-materialer, der anvendes i produktet, er ikke-DEHP-materiale (DEHP under sporbart niveau).

Oprindelsesland

- Kina

Sterilisering

- Ikke-steril

Holdbarhed

- 5 år

Udvalgte standarder og retningslinjer

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ■ ISO 9001:2015 | ■ EN ISO 14698-1:2003 | ■ EN ISO10993-10:2021 |
| ■ EN ISO 13485:2016 | ■ EN ISO 14698-2:2003 | ■ EN 62366:2008 |
| ■ MDR 2017/745, Class I | ■ EN ISO 10993-1:2018 | ■ ISO 8669-1:1988 |
| ■ ISO 14971:2019 | ■ EN ISO 10993-5:2009 | ■ EN ISO 8669-2:1996 |
| ■ ISO 20417:2021 | ■ EN ISO 10993-7:2008/AC:2009 | |
| ■ ISO 15223-1:2016 | | |

Anbefalede opbevaringsbetingelser

- Opbevares på et tørt, rent og godt ventileret sted ved stuetemperaturer mellem 15 °C og 25 °C (59°-77 °F).
- Undgå udsættelse for ekstreme temperaturer. Holdes væk fra fugt, varme og antændelseskilder.
- Holdes væk fra fugt og opbevares på et tørt sted med en luftfugtighed på 30-60 % RH.
- Udsæt ikke produktet for stråling, sollys og UV-lys, da det vil ændre produktets egenskaber.

Foreslået bortskaffelsesmetode

- Bortskaf det brugte produkt i en pose til klinisk affald, eller overhold protokollen for klinisk affald, f.eks. forbrænding.

Produktsymboler



Kun symboler til SAP fra Curas™



INFO OM INDPAKNING

REF	GTIN	CleanPak™	WardPak™	Karton	Brutto vægt
20469	05051400204692	1 stk. / pose	25 stk. / kasse	150 stk. / karton	~11 kg

Komponenter / Materialeegenskaber			Anbefalinger om håndtering af affald			
Emballage	Materiale	Symbol	Brændes	Affaldsplads	Genbrug	Genanvendes
CleanPak™	HDPE		✓	(✓)		
WardPak™	Bølgepap		(✓)	(✓)	✓	
Ydre karton	Bølgepap		(✓)	(✓)	✓	
Transportpalle	Træ				(✓)	✓

✓ = Stærkt anbefalet

(✓) = Anbefalet

YDERLIGERE INFORMATION

- HS-kode: 3926909790
- Dokumentation tilgængelig efter anmodning. Kontakt venligst info@curas.com