

PRODUKTDATABLAD

C3 Tømningspose



Mærke	: CURAS®
Kategori	: Urologi
Sortiment	: Drænpøser
Produkt REF	: 20471
Produkt	C3 tømningspose, 2L, NRV, Flexi
Beskrivelse	: Funnel™, Cross-Hanger™, DEHP-fri, CleanPak™, WardPak™



PRODUKTBESKRIVELSE

C3-tømningspose er et nyudviklet, helt lukket urindrænagesystem. C3-tømningsposerne på 2 liter har en Flexi-Funnel™-funktion, der giver mulighed for sikker og nem tilslutning til alle former for bundudløb/afløbshaner eller -slanger, uanset om patientens drænbare urinpose er en almindelig urinpose eller et mere avanceret urinmålesystem. Posen leveres med NRV kontraventil til sikker håndtering af urin. Den er pakket i WardPak™ for nem håndtering af posen.

TILSIGTET BRUG

C3 Tømningspose bruges til at dræne og tømme urin fra patienters drænbare poser. Den er designet til at hjælpe sygeplejersker på almindelige afdelinger. Det er en meget mere sikker, renere, praktisk og hygiejnisk løsning i forhold til den almindelige brug af kande, urinal eller anden åben tømningsmetode. C3-tømningsposerne leveres med integreret NRV kontraventil i posen som en standardløsning for at undgå risikoen for spild.

Billedet nedenfor viser, hvordan Curas C3-tømningspose skal forbindes med drænbare urinposer.



FUNKTIONER OG FORDELE

- C3-tømningspose giver en mere sikker og praktisk metode til at dræne og tømme urin fra patientens drænbare urinpose.
- C3-tømningspose giver en mere sikker og praktisk metode til at tømme patientens drænbare urinpose for urin.
- Tydelige ml-gradueringsmarkeringer på C3-tømningspose gør det nemt at aflæse den omtrentlige mængde urin, der er opsamlet.
- Flexi-Funnel[™] passer til alle almindelige tværvæntiler, slanger og free-flow-væntiler (f.eks. High Capacity Cross Valve) på lukkede systemposer og urinmålere.
- Cross Hanger[™] er et unikt designet snorsystem, der giver ekstra sikkerhed for sygeplejerskerne, når de hænger, holder og bærer C3-posen.
- Den integrerede NRV kontraventil sikrer, at der ikke sker tilbageløb af urin og risiko for urinspild og dermed sikker overførsel af C3-posen til bortskaffelse.
- Den dobbeltforseglede pose og det førsteklasses foliemateriale er designet til at give posen ekstra styrke.
- Den integrerede afrivningsslids er praktisk til bortskaffelse, hvis det er nødvendigt, og posens indhold CleanPak[™] sikrer produktets hygiejniske integritet.
- C3-emballage leveres med data (LOT, EXP) samt produktsporing og -kontrol via strekkodning.
- Den sækundære emballage, WardPak[™] dispenseringskasse, gør det nemt at håndtere og bruge på afdelingsniveau.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

REF	SAP	Kontra ventil	Prop	Flexi-Funnel [™]	Cross Hanger [™]	CleanPak [™] (individue l inderpose)	WardPak [™] kasse	Vægt/ stk.
20471	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	~27g

Sammensætning

- Pose, konnektor, slange og NRV kontraventil er fremstillet af PVC, der er DEHP-fri.
- Cross-Hanger[™] er lavet af PP.
- Alle komponenter er 100 % latexfri.

Oprindelsesland

- Thailand

Sterilisering

- Ikke-steril

Holdbarhed

- 8 år

Udvalgte standarder og retningslinjer

- MDR 2017/745, Class I
- EN ISO 14971: 2019
- EN ISO 14698-1: 2003
- ISO 8669-2: 1996
- ISO 15223-1: 2021
- ISO 20417: 2021
- ISO 9001: 2015
- EN ISO 10993-1: 2020
- EN ISO 10993-5:2009
- EN ISO 13485: 2016

Anbefalede opbevaringsbetingelser

- Opbevares på et tørt, rent og godt ventileret sted ved stuetemperaturer mellem 15° og 25°C (59°-77°F).
- Undgå udsættelse for ekstreme temperaturer. Holdes væk fra fugt, varme og antændelseskilder.
- Udsæt ikke produktet for stråling, sollys og UV-lys, da det vil ændre produktets egenskaber.

Foreslået bortskaffelsesmetode

- Bortskaf det brugte produkt i en pose til klinisk affald eller i henhold til protokollen for klinisk affald, f.eks. forbrænding.

Produktsymboler



INFO OM INDPAKNING

REF	GTIN	CleanPak™	WardPak™	Karton	Bruttovægt
20471	05051400204715	1 stk / pose	25 stk / kasse	150 stk / karton	~11 kg

Komponenter / Materialeegenskaber			Anbefalinger om håndtering af affald			
Emballage	Materiale	Symbol	Brændes	Affaldsplads	Genbrug	Genanvendes
CleanPak™	HDPE		✓	(✓)		
WardPak™	Bølgepap		(✓)	(✓)	✓	
Ydre karton	Bølgepap		(✓)	(✓)	✓	
Transport palle	Træ				(✓)	✓

✓ = Stærkt anbefalet (✓) = Anbefalet

YDERLIGERE INFORMATION

- HS-kode: 3926909790
- Dokumentation tilgængelig efter anmodning. Kontakt venligst: info@curas.com